



MazivoSafe
Health Care Products

Hoja de especificaciones técnicas KPN-KN95 GB2626 FFP2

CARACTERÍSTICAS CLAVE

EN149:2001 + A1:2009

- Estilo: con gancho para la oreja
- Material: doble no tejido suave, algodón con filtro de aire caliente ES, no tejido soplado por fusión, no tejido agradable para la piel.
- BFE: por encima del 95%
- Color: blanco

Detalles de embalaje:

- 1 pieza por bolsa / paquete 10 piezas, 20 piezas y 50 piezas / bolsa PP
- Tamaño del cartón: 52 x 41 x 40 cm.



USE PARA

Diseñado para ser usado por el personal del quirófano durante los procedimientos quirúrgicos para ayudar a proteger al paciente quirúrgico y al personal del quirófano de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

Siga siempre las instrucciones uso y use de manera indicada.

NO USE PARA

NO lo use en entornos industriales
NO lo use para gases o vapores (es decir, gases anestésicos como isoflurano o vapores de esterilizantes como glutaraldehído).
NO lo use de ninguna manera no indicada en las Instrucciones de uso.

TIEMPO DE USO LÍMITE

El respirador se puede usar hasta que esté dañado, la respiración se vuelve difícil o contaminada con sangre o fluidos corporales. Deseche después de cada uso cuando se use para procedimientos quirúrgicos. Siga las pautas y políticas nacionales, estatales, locales y de control de infecciones de las instalaciones.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación
Usar por fecha en el cuadro en formato AAAA-MM-DD
Guarde los respiradores en su embalaje original, lejos de áreas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y productos químicos nocivos.
Almacene a temperaturas entre -4 ° F (-20 ° C) y + 86 ° F (+ 30 ° C) y que no exceda el 80% de HR